

Wb 및 Elisa용 Anti-Tceb2 Rabbit Monoclonal Antibody - Q15370

품목 번호: CM0006760



소개

CamelBio는 WB 및 ELISA용 anti-TCEB2 rabbit monoclonal antibody (클론 미지정)를 공급하며, 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 가집니다. IVD 개발에서 전사 연장 및 유비퀴틴화 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCEB2 Rabbit mAb
비고/별칭	SIH; TCEB2
종	인간
GeneID (인간)	6923
GeneID	6923
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15370
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백