


Wb, Elisa용 항-Tcerg1 다클론 항체 - O14776

품목 번호: CM0014995



소개

인간 TCERG1(CA150/TAF2S)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 전사 신장 조절 및 HIV-1 Tat 매개 활성화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TCERG1 토끼 pAb
비고/별칭	Urn1; CA150; TAF2S; TCERG1
종	인간
유전자 ID (인간)	10915
유전자 ID	10915
면역원	인간 TCERG1 (NP_006697.2)의 아미노산 550-650 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14776
단백질 분자량	124kDa
배송 방식	아이스 팩