


Anti-Tcf12 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q99081

품목 번호: CM0026748



소개

인간 TCF12(전사 인자 12)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트 TCF12를 인식합니다. 신경 분화 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TCF12 Rabbit pAb
비고/별칭	HEB; p64; CRS3; HH26; HTF4; TCF-12; bHLHb20; HsT17266; TCF12
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	6938
유전자 ID	6938
면역원(Immunogen)	인간 TCF12의 아미노산 443-682를 포함하는 재조합 으전 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q99081
단백질 분자량	73kDa
운송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)