

Anti-Tcf19 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y242

품목 번호: CM0030988

소개

인간 TCF19(전사 인자 19)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCF19 Rabbit pAb
비고/별칭	SC1; TCF-19; TCF19
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	6941
GeneID	6941
면역원(Immunogen)	인간 TCF19 (NP_009040.2)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y242
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)