

Anti-Tcf1/Tcf7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P36402

품목 번호: CM0029034

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 TCF1/TCF7에 대한 고품질 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 TCF7을 검출하며, T 세포 발달에 중요한 전사 인자입니다. 면역 검출 및 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCF1/TCF7 Rabbit pAb
비고/별칭	TCF-1; TCF1/TCF7
종	사람(Human)
GeneID (사람)	6932
GeneID	6932
면역원	사람 TCF1/TCF7 (NP_003193.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P36402
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백