

Wb 및 Elisa용 Anti-Tcf21 (Pod1/Bhlha23) 토끼 다클론 항체 - O43680

품목 번호: CM0018823

소개

TCF21 (POD1/bHLHa23)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 신장 및 폐 발달에 관여하는 전사 인자인 인간 및 마우스 TCF21을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | TCF21 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭       | POD1; bHLHa23; TCF21                                         |
| 종           | 인간                                                           |
| 유전자 ID (인간) | 6943                                                         |
| 유전자 ID      | 6943                                                         |
| 면역원         | 인간 TCF21(NP_003197.2)의 아미노산 30-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 유래 동물       | 토끼                                                           |
| 분류          | 다클론 항체                                                       |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                    |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                      |
| SWISS       | O43680                                                       |
| 단백질 분자량     | 20kDa                                                        |
| 배송 조건       | 아이스팩                                                         |