


Wb, Elisa용 Anti-Tcf3 Rabbit Polyclonal Antibody - P15923

품목 번호: CM0023946



소개

TCF3 Rabbit pAb는 인간, 마우스 및 랫트 TCF3(68 kDa)을 인식하는 WB 및 ELISA 검증 폴리클론항체로, B-세포 분화 및 신경 발달에 관여하는 전사 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCF3 Rabbit pAb
비고/별칭	E2A; E47; p75; AGM8; ITF1; VDIR; AGM8A; AGM8B; TCF-3; bHLHb21; TCF3
종	인간
GeneID (인간)	6929
면역원	인간 TCF3 (NP_003191.1)의 아미노산 450-525에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P15923
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백