


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Tcf4 다클론 항체 - P15884

품목 번호: CM0022658



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA를 포함한 다양한 응용 분야에 적합한 고품질 항-TCF4 토끼 다클론 항체입니다. 전사 조절, 신경세포 분화 및 TCF4 관련 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCF4 토끼 pAb
비고/별칭	E2-2; FCD2; ITF2; PTHS; SEF2; CDG2T; FECD3; ITF-2; SEF-2; TCF-4; SEF2-1; SEF2-1A; SEF2-1B; SEF2-1D; bHLHb19; TCF4
종	인간
유전자 ID (인간)	6925
유전자 ID	6925
면역원	인간 TCF4의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_003190.1)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P15884
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스팩