


## Wb, If/Icc, Elisa용 항-Tcf4 토끼 다클론 항체 - P15884

품목 번호: CM0014970



### 소개

TCF4 토끼 다클론 항체(P15884)는 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 신경 분화 및 유전자 조절에서 전사 인자 4 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | TCF4 토끼 pAb                                                                                                       |
| 비고/별칭   | E2-2; FCD2; ITF2; PTHS; SEF2; CDG2T; FECD3; ITF-2; SEF-2; TCF-4; SEF2-1; SEF2-1A; SEF2-1B; SEF2-1D; bHLHb19; TCF4 |
| 종       | 인간                                                                                                                |
| 유전자 ID  | 6925                                                                                                              |
| 면역원     | 인간 TCF4(NP_003190.1)의 아미노산 1-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질                                                        |
| 원천      | 토끼                                                                                                                |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                                                                            |
| 적용 분야   | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                 |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                                                                                       |
| SWISS   | P15884                                                                                                            |
| 단백질 분자량 | 71kDa                                                                                                             |
| 운송      | 아이스 팩                                                                                                             |