

Wb, Elisa용 Anti-Tcf4/Tcf7L2 폴리클로날 항체 - Q9Nqb0

품목 번호: CM0022661



소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA용 TCF4/TCF7L2(전사 인자 7 유사 2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 사람 및 생쥐 TCF4/TCF7L2를 인식하며, 이는 암 및 상피 줄기세포 유지에 관여하는 Wnt 신호 전달 전사 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCF4/TCF7L2 Rabbit pAb
비고/별칭	TCF4; TCF-4; TCF4/TCF7L2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	6934
GeneID	6934
면역원(Immunogen)	사람 TCF4/TCF7L2 (NP_001354872.1)의 아미노산 124-188에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 생쥐(Mouse)
SWISS	Q9NQB0
단백질 분자량	68kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)