

Wb 및 Elisa용 Anti-Tcf7L1 폴리클로날 항체 - Q9Hcs4

품목 번호: CM0026326

소개

웨스턴 블롯(Western blot) 및 ELISA용으로 검증된 TCF7L1 (TCF-3)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간(Human), 쥐(Mouse), 및 랫트(Rat)와 반응합니다. Wnt 신호 전달 및 표피 분화 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCF7L1 Rabbit pAb
비고/별칭	TCF3; TCF-3; TCF7L1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	83439
GeneID	83439
면역원(Immunogen)	인간 TCF7L1 (NP_112573.1)의 아미노산 260-340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 쥐, 랫트)
SWISS	Q9HCS4
단백질 분자량	63kDa
배송(Shipping)	Ice bag (아이스백)