

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tcirg1 폴리클로날 항체 - Q13488

품목 번호: CM0017664

소개

TCIRG1(V-ATPase 서브유닛 a3)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 쥐와 반응하며 파골세포 및 T세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCIRG1 토끼 pAb
비고/별칭	a3; Stv1; Vph1; Atp6i; OC116; OPTB1; TIRC7; ATP6N1C; ATP6V0A3; OC-116kDa; TCIRG1
종	인간
GeneID (인간)	10312
GeneID	10312
면역원	인간 TCIRG1(NP_006010.2)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q13488
단백질 무게	93 kDa
배송	아이스팩