

Anti-Tcirg1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13488

품목 번호: CM0006963

소개

사람 TCIRG1 (V-ATPase 서브유닛 a3)를 표적하는 토끼 단일클론 항체. WB, IF, IHC, ELISA에 대해 검증됨. 사람, 마우스, 랫트와 반응함. 파골세포, 면역 조절 및 pH 항상성 연구에 유용함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCIRG1 Rabbit mAb
비고/별칭	a3; Stv1; Vph1; Atp6i; OC116; OPTB1; TIRC7; ATP6NIC; ATP6V0A3; OC-116kDa; TCIRG1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	10312
유전자 ID	10312
면역원(Immunogen)	사람 TCIRG1 (NP_006010.2)의 아미노산 1-356에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q13488
단백질 분자량	93kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)