

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tcl1 토끼 단일클론 항체 - P56279

품목 번호: CM0008045



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 Anti-TCL1 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 TCL1(13 kDa)을 표적으로 하며 AKT 인산화를 촉진하고 세포 생존을 증진합니다. 백혈병/림프종 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCL1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	TCL1
종	인간
유전자 ID (인간)	8115
유전자 ID	8115
면역원	재조합 단백질: 인간 TCL1(NP_068801.1)의 아미노산 1~114에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P56279
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스팩