

Wb, Elisa용 항-Tcl1B 토끼 다클론 항체 - O95988

품목 번호: CM0016925

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 고품질 항-TCL1B 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 TCL1B(예상 분자량 ~15 kDa)를 검출합니다. 원종양유전자 신호 전달 및 AKT 활성화 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TCL1B 토끼 pAb
비고/별칭	TML1; SYN-1; TCL1B
종	인간
유전자 ID	9623
면역원	인간 TCL1B (NP_004909.1)의 아미노산 1-128에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95988
단백질 분자량	15kDa
배송 방법	아이스 팩