

Anti-Tcn2 (Transcobalamin-2) 토끼 다클로날 항체 [Wb, Elisa용] - P20062

품목 번호: CM0029996



소개

사람 Transcobalamin-2 (TCN2)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합하며 마우스 TCN2와의 교차 반응성이 있습니다. 코발라민 운반 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TCN2 Rabbit pAb
비고/별칭	II; TC; TC2; TC-2; TCH; TC II; D22S676; D22S750; TCN2
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID	6948 (Human)
면역원(Immunogen)	사람 TCN2 (NP_001171655.1)의 아미노산 19-250을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P20062
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스백