

Wb 및 Elisa용 항Tcof1 다클론 항체 - Q13428

품목 번호: CM0030197

소개

사람 TCOF1(트리클 단백질)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 핵소체 기능, RNA 중합효소 I 조절 및 신경능선 분화 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TCOF1 토끼 pAb
비고/별칭	TCS; MFD1; TCS1; treacle; TCOF1
종	사람
유전자ID (사람)	6949
유전자ID	6949
면역원	사람 TCOF1 (NP_001008657.1)의 아미노산 659-958에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람
SWISS	Q13428
단백질 분자량	152kDa
배송 방식	아이스백