


Anti-Tcp1 Alpha Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P17987

품목 번호: CM0007751



소개

CamelBio의 anti-TCP1 alpha rabbit monoclonal antibody (P17987)는 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 단백질 접힘과 세포골격 조립에 관여하는 TRiC 샤페로닌 서브유닛인 인간 TCP1 alpha를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCP1 alpha Rabbit mAb
비고/별칭	CCT1; CCTa; D6S230E; CCT-alpha; TCP-1-alpha; TCP1 alpha
종	인간
GeneID	6950
면역원	합성 펩타이드 (인간 TCP1 alpha (P17987)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열의 합성 펩타이드)
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P17987
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스팩