


Anti-Tcp1 Beta/Cct2 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P78371

품목 번호: CM0005703



소개

사람 TCP1 beta/CCT2 (P78371), TRiC 샤페로닌 서브유닛을 표적하는 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플에서 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증되었습니다. 단백질 접힘 및 섬모생성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCP1 beta/CCT2 Rabbit mAb
비고/별칭	CCTB; 99D8.1; PRO1633; CCT-beta; HEL-S-100n; TCP-1-beta; TCP1 beta/CCT2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	10576
GeneID	10576
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 TCP1 beta/CCT2 (P78371)의 아미노산 436-535 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P78371
단백질 분자량	57kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)