


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Tcp1 베타/Cct2 토끼 다클론 항체 - P78371

품목 번호: CM0028257



소개

인간 TCP1 베타/CCT2 (CCT2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블랏, 면역형광, 면역침전, ELISA에서 검증되었습니다. 인간과 생쥐의 TCP1 베타를 모두 검출합니다. 샤페론인 복합체 및 단백질 폴딩 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TCP1 베타/CCT2 토끼 pAb
비고/별칭	CCTB; 99D8.1; PRO1633; CCT-베타; HEL-S-100n; TCP-1-베타; TCP1 베타/CCT2
종	인간
유전자ID	10576
면역원	인간 TCP1 베타/TCP1 베타/CCT2 (NP_006422.1)의 아미노산 206-535에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P78371
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩