


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tcp1 토끼 다클로날 항체 - P17987

품목 번호: CM0015900



소개

사람 TCP1 (CCT-alpha)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트 TCP1을 검출합니다. 샤페로닌, 세포골격, 및 세포분열(ciliogenesis) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCP1 Rabbit pAb
비고/별칭	CCT1; CCTa; D6S230E; CCT-alpha; TCP-1-alpha; TCP1
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	6950
GeneID	6950
면역원(Immunogen)	사람 TCP1 (NP_110379.2)의 아미노산 307-556에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P17987
단백질 분자량	60kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)