


Wb, Elisa용 항-Tcte1 다클론 항체 - Q5Ju00

품목 번호: CM0015256



소개

인간 TCTE1(DRC5)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드 TCTE1을 인식합니다. 섬모/편모 운동성과 N-DRC 기능 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TCTE1 토끼 pAb
비고/별칭	DRC5; D6S46; FAP155; TCTE1
종	인간
GeneID (인간)	202500
GeneID	202500
면역원	인간 TCTE1(NP_872345.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q5JU00
단백질 분자량	56kDa
배송	얼음팩