


Wb, Ip, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tctp/Tpt1 단클론 항체 - P13693

품목 번호: CM0006830



소개

인간, 마우스, 쥐에서 WB, IP, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 Anti-TCTP/TPT1 토끼 단클론 항체. 칼슘 결합, 미세소관 안정화 및 세포사멸 조절에 관여하는 20kDa 단백질을 인식합니다. 연구 및 진단 개발용 IVD 원료 물질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	TCTP/TPT1 토끼 mAb
비고/별칭	HRF; p02; p23; TCTP; TCTP/TPT1
종	인간
GeneID (인간)	7178
GeneID	7178
면역원	인간 TCTP/TPT1 (P13693)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P13693
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백