


Wb 및 Elisa용 항-Tctp/Tpt1 토끼 다클론 항체 - P13693

품목 번호: CM0027395



소개

인간 TCTP/TPT1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 칼슘 신호 전달 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TCTP/TPT1 토끼 pAb
비고/별칭	HRF; p02; p23; TCTP; TCTP/TPT1
종	인간
GeneID (인간)	7178
GeneID	7178
면역원	인간 TCTP/TCTP/TPT1 (NP_003286.1)의 아미노산 1-172에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P13693
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 팩