


Wb, If/Icc, Elisa용 항Tctp/Tpt1 토끼 다클론 항체 - P13693

품목 번호: CM0013801



소개

인간 TCTP/TPT1(HRF, p23, 포르틴)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 재조합 면역원(아미노산 1-172). WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 인간, 마우스와 교차반응합니다. 아포토시스, 칼슘 결합 및 미세소관 역학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TCTP/TPT1 토끼 pAb
비고/별칭	HRF, p02, p23, TCTP, TCTP/TPT1
종	인간
유전자ID (인간)	7178
유전자ID	7178
면역원	인간 TCTP/TCTP/TPT1 (NP_003286.1)의 아미노산 1-172에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P13693
단백질 분자량	20kDa
배송 방식	아이스 팩