

Wb 및 Elisa용 항Tdg 다클론 항체 - Q13569

품목 번호: CM0026129



소개

인간 TDG에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에 적합하며 DNA 탈메틸화 및 염기 절제 복구 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TDG 토끼 pAb
비고/별칭	hTDG; TDG
종	인간
GeneID (인간)	6996
GeneID	6996
면역원	인간 TDG (NP_003202.3)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13569
단백질 분자량	46kDa
배송 방식	아이스백