

Anti-Tdgf1/Cripto 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P13385

품목 번호: CM0018383

소개

인간 TDGF1 (CRIPTO)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 TDGF1을 검출합니다. 암 및 발생 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TDGF1 Rabbit pAb
비고/별칭	CR; CR-1; CRGF; CRIPTO; TDGF1
종(Species)	Human
GeneID (Human)	6997
GeneID	6997
면역원(Immunogen)	인간 TDGF1 (NP_001167607.1)의 아미노산 31-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P13385
단백질 분자량(Protein Weight)	21kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)