


Wb, If/Icc, Elisa용 항Tdo2 다클론 항체 - P48775

품목 번호: CM0031041



소개

본 항-TDO2 토끼 다클론 항체는 인간 및 생쥐 트립토판 2,3-다이옥시게나아제(~48 kDa)를 검출하며 WB, IF/ICC 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 트립토판 이화작용 및 관련 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TDO2 토끼 pAb
비고/별칭	TO; TDO; TPH2; TRPO; HYPTRP; TDO2
종	인간
유전자 ID (인간)	6999
유전자 ID	6999
면역원	인간 TDO2 (NP_005642.1) 아미노산 100-200 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P48775
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백