


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tdo2 폴리클론항체 - P48775

품목 번호: CM0015297



소개

인간 TDO2(트립토판 2,3-이산화효소)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 TDO2를 검출합니다. 트립토판 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TDO2 Rabbit pAb
비고/별칭	TO; TDO; TPH2; TRPO; HYPTRP; TDO2
종	인간
GeneID (Human)	6999
GeneID	6999
면역원	인간 TDO2 (NP_005642.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P48775
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백