

Wb, Ip, If, Ihc, Chip용 항-Tdp-43/Tardbp 단일클론 항체 - Q13148

품목 번호: CM0003765



소개

인간 TDP-43/TARDBP(Q13148)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IP, IF, IHC, ChIP, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. RNA 처리 및 신경 퇴행 연구용으로 평가되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TDP-43/TARDBP 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
종	인간
유전자 ID (인간)	23435
유전자 ID	23435
면역원	합성 펩타이드 (인간 TDP-43/TARDBP(Q13148)의 아미노산 300-400 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드)
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q13148
단백질 무게	45 kDa
배송	아이스팩