

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Tdp-43/Tardbp 다클론 항체 - Q13148

품목 번호: CM0017958



소개

인간 TDP-43/TARDBP에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. RNA 생물학, 신경퇴행 및 일주기 리듬 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	TDP-43/TARDBP 토끼 pAb
비고/별칭	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
종	인간
GeneID (인간)	23435
GeneID	23435
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13148
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스팩