

Anti-Tdp-43/Tardbp Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Rip - Q13148

품목 번호: CM0017850



소개

사람 TDP-43/TARDBP (Q13148)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IP, ELISA 및 RIP에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 신경 퇴행성 질환 및 RNA 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TDP-43/TARDBP Rabbit pAb
비고/별칭	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	23435
GeneID	23435
면역원	사람 TDP-43/TARDBP (NP_031401.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IP, ELISA, RIP
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q13148
단백질 크기	45kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)