


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Tdp1 Rabbit Pab - Q9Nuw8

품목 번호: CM0029956



소개

인간 및 쥐 TDP1 (68 kDa)을 인식하는 토끼 다클로날 항체. WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증됨; 면역원은 아미노산 1-140을 포함함. DNA 복구 및 신경 퇴행성 연구에 적합함.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TDP1 Rabbit pAb
비고/별칭	TDP1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	55775
유전자 ID	55775
면역원(Immunogen)	인간 TDP1 (NP_060789.2)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Rat
SWISS	Q9NUW8
단백질 분자량	68kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)