


Anti-Tdp2 토끼 다클론 항체 (Ko 검증 완료), Wb 및 Elisa용 - O95551

품목 번호: CM0020264



소개

TDP2에 대한 토끼 다클론 항체, KO 검증 완료. WB 및 ELISA를 통해 인간 및 마우스 TDP2(O95551)를 검출합니다. DNA 복구, 토포이소머라아제 생물학 및 신경학 연구 분야에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KO 검증 완료] TDP2 토끼 pAb
비고/별칭	EAP2; AD022; EAPII; TTRAP; hTDP2; dJ30M3.3; P2
종	인간
GeneID	51567
면역원	인간 TDP2(NP_057698.2)의 1-200 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O95551
단백질 무게	41kDa
배송	아이스팩