


Wb, Elisa용 Anti-Tdrd1 다클론 항체 - Q9Bxt4

품목 번호: CM0015340



소개

Western blot 및 ELISA 검증을 완료한 토끼 다클론 TDRD1 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 정자 형성 과정에서 piRNA 매개 전이인자 침묵화에 필수적인 암/고환 항원 CT41.1을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TDRD1 Rabbit pAb
비고/별칭	CT41.1; TDRD1
종	인간
GeneID	56165
면역원	재조합 단백질 / 인간 TDRD1(NP_942090.1)의 아미노산 25-125에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9BXT4
단백질 분자량	132kDa
배송	아이스팩