

Anti-Tdrd3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9H7E2

품목 번호: CM0025932



소개

인간 TDRD3에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 전사 공동활성화 및 스트레스 과립 조립에 관여하는 비계 단백질을 인식합니다. 연구용으로만 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TDRD3 Rabbit pAb
비고/별칭	TDRD3
종	인간
유전자 ID (인간)	81550
면역원	인간 TDRD3 (NP_110421.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9H7E2
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백