


Wb, Elisa용 Anti-Tdrkh Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Y2W6

품목 번호: CM0027650



소개

TDRKH에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫드와의 교차반응성을 보입니다. piRNA 생합성 및 정자형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TDRKH Rabbit pAb
비고/별칭	TDRD2; TDRKH
종	인간
GeneID (인간)	11022
GeneID	11022
면역원	인간 TDRKH의 아미노산 36-355에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001077432.1)
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y2W6
단백질 분자량	62kDa
배송	아이스백