

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Tdt 토끼 단클론 항체 - P04053

품목 번호: CM0007716



소개

CamelBio는 WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 항-TdT 토끼 단클론 항체(클론 A22618)를 공급합니다. 이 항체는 V(D)J 재조합에 필수적인 핵 효소인 인간 말단 디옥시뉴클레오타일트랜스퍼라제와 특이 반응성을 나타냅니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TdT 토끼 단클론 항체
비고/별칭	TDT; TdT
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	1791
유전자 ID	1791
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P04053
단백질 분자량	59kDa
배송 방법	아이스 팩