

Anti-Tdt Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P04053

품목 번호: CM0029498



소개

인간 TdT를 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. V(D)J 재조합 및 면역 세포 발달 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TdT Rabbit pAb
비고/별칭	TDT; TdT
종	인간
GeneID (Human)	1791
GeneID	1791
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P04053
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스백