


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip용 Anti-Tead1 다클론 항체 - P28347

품목 번호: CM0026661



소개

TEAD1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 히포 신호전달 및 전사 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TEAD1 토끼 pAb
비고/별칭	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1; TEAD1
종	인간
유전자 ID (인간)	7003
유전자 ID	7003
면역원	인간 TEAD1 (NP_068780.2)의 아미노산 135-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28347
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스백