


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip용 항Tead1 토끼 다클론 항체 - P28347

품목 번호: CM0014290



소개

인간, 마우스, 래트에서 반응성을 가진 TEAD1 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 및 ChIP에 대해 검증되었습니다. 히포 신호전달, 전사 조절 및 심장 발달 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	TEAD1 Rabbit pAb
비고/별칭	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1; TEAD1
종	인간
GeneID (인간)	7003
GeneID	7003
면역원	인간 TEAD1 (NP_068780.2)의 아미노산 200-300 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P28347
단백질 분자량	48kDa
배송 방법	아이스백