

Anti-Tead1/2/3/4 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P28347 / Q15561 / Q15562 / Q99594

품목 번호: CM0012743



소개

Western blotting 및 ELISA용 고품질의 anti-TEAD1/2/3/4 토끼 단일클론 항체로, Hippo 신호 전달 연구에서 인간 TEAD 전사 인자를 타겟팅합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	TEAD1/2/3/4 Rabbit mAb
비고/별칭	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1
종	인간 (Human)
유전자 ID (인간)	7003/7004/8463/7005
면역원	인간 TEAD4 (NP_003204.2)의 아미노산 174-263에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibody)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간 (Human)
SWISS	P28347/Q15561/Q15562/Q99594
단백질 분자량	48 kDa/49 kDa/47 kDa
배송	아이스백