

Wb, Elisa용 항Tead2 토끼 다클론 항체 - Q15562

품목 번호: CM0012961



소개

인간 TEAD2(TEF-4)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 약 49 kDa 단백질을 검출합니다. Hippo 경로, 세포 증식 및 전사 조절 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	TEAD2 토끼 pAb
비고/별칭	ETF; TEF4; TEF-4; TEAD-2; TEAD2
종	인간
유전자ID (인간)	8463
유전자ID	8463
면역원	인간 TEAD2의 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15562
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스 팩