


Anti-Tead3 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q99594

품목 번호: CM0028006



소개

TEAD3 Rabbit pAb는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 사용되는 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트의 49kDa TEAD3(TEF-5)를 인식합니다. 태반 및 암 연구에서 히포 신호전달 경로의 전사인자를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TEAD3 Rabbit pAb
비고/별칭	TEF5; TEAD5; TEF-5; DTEF-1; ETFR-1; TEAD-3; TEAD3
종	인간
GeneID (인간)	7005
면역원	인간 TEAD3(NP_003205.2)의 아미노산 130-330번을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99594
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩