

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Tead4 Rabbit Monoclonal Antibody - Q15561

품목 번호: CM0006755



소개

인간 TEAD4를 검출하기 위한 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용 Anti-TEAD4 rabbit monoclonal antibody. TEAD4는 세포 증식 및 이동을 조절하는 핵심 Hippo 신호 전사 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TEAD4 Rabbit mAb
비고/별칭	TEAD4; EFTR-2; RTEF1; TCF13L1; TEF-3; TEF3; TEF-1; hRTEF-1B; TEA 도메인 전사 인자 4
종	인간
유전자 ID (인간)	7004
유전자 ID	7004
면역원	인간 TEAD4 (Q15561)의 아미노산 140-240에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15561
단백질 분자량	34kDa/44kDa/48kDa
배송	아이스백