

Wb, Elisa용 Anti-Tead4 토끼 다클로날 항체 - Q15561

품목 번호: CM0030880



소개

WB 및 ELISA 애플리케이션에 대해 검증된 인간 TEAD4 (TEF-3)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 마우스 및 랫트와의 교차 반응성을 가집니다. Hippo 신호 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TEAD4 Rabbit pAb
비고/별칭	TEF3; RTEF1; TEF-3; EFTR-2; TEFR-1; TCF13L1; hRTEF-1B; TEAD4
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7004
유전자 ID	7004
면역원	재조합 단백질 (인간 TEAD4 (NP_003204.2)의 아미노산 110-250에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q15561
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백