


## Wb 및 Elisa용 Anti-Tec 단일클론항체 - P42680

품목 번호: CM0004839



### 소개

인간 Tec 키나아제를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론항체입니다. 인간, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 갖춘 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 면역 신호 전달 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명     | Tec Rabbit mAb                                              |
| 비고/별칭   | PSCTK4; Tec                                                 |
| 종       | 인간                                                          |
| GeneID  | 7006                                                        |
| 면역원     | 인간 Tec (NP_003206.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질. |
| 원천      | 토끼                                                          |
| 범주      | 단일클론항체                                                      |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                                   |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                                 |
| SWISS   | P42680                                                      |
| 단백질 분자량 | 74kDa                                                       |
| 배송      | 아이스백                                                        |