


Anti-Tec Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P42680

품목 번호: CM0013148



소개

Tec Rabbit pAb은 재조합 인간 Tec (aa 1-280)에 대해 생산된 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트 샘플의 Tec를 검출하여 면역 신호 전달 및 키나제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Tec Rabbit pAb
비고/별칭	PSCTK4; Tec
종	Human
GeneID (Human)	7006
GeneID	7006
면역원	인간 Tec (NP_003206.2)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P42680
단백질 분자량	74 kDa
배송	아이스백