


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Tefm Rabbit Polyclonal Antibody - Q96Qe5

품목 번호: CM0028647



소개

인간 TEFM(C17orf42)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 쥐와 교차반응함. 미토콘드리아 전사 및 산화적 인산화 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TEFM Rabbit pAb
비고/별칭	C17orf42; TEFM
종	인간
유전자 ID (인간)	79736
유전자 ID	79736
면역원	인간 TEFM(NP_078959.3)의 아미노산 36-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q96QE5
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백