


Wb 및 Elisa용 Anti-Tek 토끼 다클로날 항체 - Q02763

품목 번호: CM0018027



소개

웨스턴 블롯(Western Blot) 및 ELISA 실험용 인간 TEK (TIE2, CD202B)에 특이적인 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트의 TEK를 검출하며 예상 밴드 크기는 126 kDa입니다. 혈관신생 및 혈관 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TEK Rabbit pAb
비고/별칭	TIE2; VMCM; GLC3E; TIE-2; VMCM1; CD202B; TEK
종(Species)	인간 (Human)
GeneID (인간)	7010
GeneID	7010
면역원(Immunogen)	인간 TEK (NP_000450.2)의 아미노산 500-750에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q02763
단백질 분자량	126kDa
배송(Shipping)	아이스백